

**β-Acetyldigoxin** reinst  
research grade **Kat.Nr./Cat.No. : 77005**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>43</sub> H <sub>66</sub> O <sub>15</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		823.0
<b>Aussehen</b> appearance		weißes bis fast weißes Pulver white or almost white powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	HPLC	97.0 – 102.0
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>[α]<sub>D</sub>/ 20 °C</b>	Ph.Eur.	+26.2° bis/ to +28.2°
<b>verwandte Substanzen</b> related substances	Ph.Eur.	entspricht corresponds
<b>Restlösemittel (%)</b> residual substances	GC	max. 0.5
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	105 °C	max. 1.5
<b>Sulfatasche (%)</b> sulfated ash		max. 0.1
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph.Eur.**  
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph.Eur.

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.