
Calcium Ionophor A 23187 reinst **Kat.Nr./Cat.No. : 77098**
Calcium ionophore A 23187 research grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{29}H_{37}N_3O_6$
Molekulargewicht molecular weight		523.6
Aussehen appearance		weißgelbliches, krist. Pulver pale yellow, cryst. powder
Reinheit (%) purity	HPLC	min. 97
Reinheit (%) purity	TLC	min. 97
Schmelzpunkt (°C) melting point		186 – 192
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.