

Produkt des Monats

SERVA
■ serving scientists ■



Oktober

Jetzt **20%** Rabatt* sichern!

*Gültig für alle SERVA-Kunden innerhalb der EU. Außerhalb Deutschlands und Österreichs ausschließlich Bestellungen über Online-Shop möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten, Aktionen usw.



Protease-Inhibitor-Mixe

Effizienter Schutz vor Proteinabbau

Optimiert für Proteinisolierung aus unterschiedlichen Quellen

Die Freisetzung von Proteasen ist während der Herstellung von Extrakten aus Bakterien, Hefen, Gewebe und kultivierten Zellen unvermeidbar.

Durch Einsatz von SERVA Protease-Inhibitor-Mix erreichen Sie optimalen Schutz der Proteine vor proteolytischen Aktivitäten.

Eigenschaften

- Einfache Handhabung
- Gute Löslichkeit
- Anwendungsoptimierte Mischungen
- 1 Vial ergibt 1 ml eines 100-fach Konzentrats



Protease-Inhibitor-Mix G

- Breites Anwendungsspektrum
- Besteht aus 5 Protease-Inhibitoren
- Wasserlöslich

Protease-Inhibitor-Mix M

- Für Extrakte aus Säugerzellen
- Besteht aus 6 Protease-Inhibitoren
- Enthält DMSO zur Rekonstitution

Protease-Inhibitor-Mix FY

- Für Hefe- und Pilzextrakte
- Besteht aus 4 Protease-Inhibitoren
- Enthält DMSO zur Rekonstitution

Protease-Inhibitor-Mix HP

- Optimiert für rekombinant in *E. coli* exprimierte, polyHis-markierte Proteine
- Besteht aus 4 Protease-Inhibitoren
- Wasserlöslich

Bestellinformationen

Produkt	Kat.-Nr.	Menge	Katalogpreis	Aktionspreis*
Protease-Inhibitor-Mix G	39101.02	5 Vials	127,00 €	101,60 €
	39101.03	10 Vials	224,00 €	179,20 €
Protease-Inhibitor-Mix M	39102.02	5 Vials	207,00 €	165,60 €
	39102.03	10 Vials	351,00 €	280,80 €
Protease-Inhibitor-Mix FY	39104.02	5 Vials	172,00 €	137,60 €
	39104.03	10 Vials	314,00 €	251,20 €
Protease-Inhibitor-Mix HP	39106.02	5 Vials	127,00 €	101,60 €
	39106.03	10 Vials	224,00 €	179,20 €

* Die Aktionspreise sind gültig bis 31. Oktober 2021.

Kontakt für weitere Produktinformationen:

Dr. Judith Koch

Tel.: +49 6221 13840-44

E-Mail: Tech.Service@serva.de

SERVA Electrophoresis GmbH
Carl-Benz-Str. 7
D-69115 Heidelberg • Germany
www.serva.de