


Western Blotting

SERVAGE™ Neutral HSE

- HSE - **H**igh **S**peed **E**lectrophoresis: Gellauf in 20 Minuten bei 400 V
- Trennbereich von 6,5 kDa bis 200 kDa
- Für SDS-Tris-Glycinpuffersystem, für Tank- und Semi Dry-Blotting
- 15 Monate haltbar, in Kassetten 10 cm x 10 cm x 0,7 cm

- 25%

Kat.-Nr.	Produkt	Probentaschen	Menge	Preis	Aktionspreis
43246.01	SERVAGE™ Neutral HSE	10	10 Gele	128,00 €	96,00 €
43245.01		12		128,00 €	96,00 €
43249.01		15		128,00 €	96,00 €
43247.01		2D		128,00 €	96,00 €



Xpress Blotting Kit

- Optimiert für schnellen und effizienten Semi Dry-Transfer in nur 15 Minuten
- Blotting-Fleece für besonders gleichmäßigen Transfer

- 30%

Kat.-Nr.	Produkt	Inhalt	Menge	Preis	Aktionspreis
42661.01	Xpress Blotting Puffer (10x)	Xpress Blotting Puffer (10x)	1 L	74,00 €	51,80 €
42662.01	Xpress Blotting Kit	Xpress Blotting Puffer (10x), Blotting Fleece (80 mm x 85 mm)	1 Kit (für 10 Gele)	59,00 €	41,30 €
42663.01	Xpress NC Blotting Kit	Xpress Blotting Puffer (10x), Blotting Fleece, NC Sheets (80 mm x 85 mm, 0,2 µm)	1 Kit (für 10 Gele)	135,00 €	94,50 €
42664.01	Xpress PVDF Blotting Kit	Xpress Blotting Puffer (10x), Blotting Fleece, PVDF Sheets (80 mm x 85 mm, 0,2 µm)	1 Kit (für 10 Gele)	184,00 €	128,80 €



BlueBlock PF

- Proteinfreie Blockierungslösung für Blotting und ELISA
- Geringer Hintergrund bei verstärkter Signalintensität

- 30%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
42591.01	BlueBlock PF (10x)	250 ml	43,00 €	30,10 €
42591.02		1 L	132,00 €	92,40 €



BlueClear SB Antikörper-Strippingpuffer

- Entfernt effizient selbst hoch-spezifische Antikörper nach CL-Nachweis
- Ohne β-ME/DTT, für NC- und PVDF-Membranen geeignet

- 25%

Kat.-Nr.	Produkt	Menge	Preis	Aktionspreis
42599.01	BlueClear SB Antikörper-Strippingpuffer	250 ml	39,00 €	29,25 €
42599.02		1 L	96,00 €	72,00 €

Transfer-Membranen

- PVDF-Membranen mit hoher mechanischer Stabilität
- Hohe Bindungskapazität bei sehr geringem Hintergrund
- Fluorobind-Membranen für Fluoreszenz-Nachweis

- 20%

Kat.-Nr.	Produkt	Porengröße	Format	Menge	Preis	Aktionspreis
42515.01	PVDF 0,2 Transfermembran	0,22 µm	30 cm x 3 m	1 Rolle	301,00 €	240,80 €
42514.01	PVDF 0,45 Transfermembran	0,45 µm	30 cm x 3 m	1 Rolle	301,00 €	240,80 €
42571.01	Fluorobind-Membran – Oberfläche PVDF	0,22 µm	26,5 cm x 3 m	1 Rolle	393,00 €	314,40 €
71224.01	NC 2 Nitrozellulose-Membran	0,22 µm	30 cm x 3 m	1 Rolle	264,00 €	211,20 €
71208.01	NC 45 Nitrozellulose-Membran	0,45 µm	30 cm x 3 m	1 Rolle	268,00 €	214,40 €



SERVA

Alle Aktionspreise sind gültig bis 30. September 2020.
Bestellen Sie per Telefon (+49 6221 13840-46), per Fax (-10), per E-Mail (order@serva.de) oder über den SERVA Online-Shop (www.serva.de). Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Versandkostenpauschale 16,50 €, ab 300,00 € (netto) frei Haus. Kühllieferungen 7,50 €. Trockeneislieferungen 21,00 €. Gefahrgutpauschale 40,00 €.