

SERVA Native Marker Liquid Mix for BN/CN

Kat.-Nr. 39219

Produktbeschreibung:

Allgemein Gebrauchsfertiger Proteinstandard für die Blue Native (BN) und die Clear Native (CN) Elektrophorese bestehend aus 6 verschiedenen Proteinen mit gut abgestimmten Molekulargewichten von 21 bis 720 kDa.

Anwendung • Blue Native und Clear Native Elektrophorese

Eigenschaften



Lagerung -20 °C, bitte in kleine Aliquots abfüllen, um wiederholte Auftau-Einfrier-Zyklen zu vermeiden.

**Gebrauchs-
anweisung** Empfohlenes Auftragsvolumen:
• 5 – 10 µl/Spur für Minigel (10 x 8 cm, 0,75 oder 1 mm Dicke)
• 10 – 15 µl/Spur für große Gele (30 x 20 cm, 1 oder 1,5 mm Dicke)

Vers 0609