

# Produkt des Monats

**SERVA**  
■ serving scientists ■

Jetzt **20%** Rabatt\* sichern!

Mai

\*Gültig für alle SERVA-Kunden innerhalb der EU. Außerhalb Deutschlands und Österreichs ausschließlich Bestellungen über Online-Shop möglich.  
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten, Aktionen usw.

## Hefeextrakt SERVABACTER® & Agar Agar SERVA Hochqualitative Zusätze für die Mikrobiologie



### Hefeextrakt SERVABACTER®

Kat.-Nr. 24540

Hefeextrakt ist der wasserlösliche Teil der autolytierten Hefe, der häufig in Kulturmedien verwendet wird. Er enthält u.a. Aminosäuren, Peptide und Kohlenhydrate.

SERVABACTER® ist reich an B-Vitaminen und Wachstumsfaktoren. Der Hefeextrakt wird für die Anwendung in der Zellkultur getestet.



### Anwendungsbeispiele

Zusatz in mikrobiologischen Kulturmedien, z. B.

- LB (Lauria-Bertani)-Medium
- 2x YT-Medium
- SOB-Medium – Zur Herstellung transformationskompetenter Bakterien

### Gelbildner für Nährmedien

#### Agar Agar SERVA

Kat.-Nr. 11393

Hochrein. Geeignet für die Bakteriologie und Immundiffusion.

#### Eigenschaften

Gelstärke (g/cm <sup>2</sup> , 1,5 % Gel)	min. 600
Erstarrungspunkt	39 - 43 °C
pH (1,5 %) in Wasser (60 °C)	6,5 - 7,5

#### Agar Agar SERVA Hohe Gelstärke

Kat.-Nr. 11396

Beste Qualität für die Bakteriologie oder *in vitro* Kultur von Pflanzen. Keine Trübung durch Phosphate.

#### Eigenschaften

Gelstärke (g/cm <sup>2</sup> , 1,5 % Gel)	min. 700
Erstarrungspunkt	34 - 38 °C
pH (1,5 %) in Wasser (60 °C)	6,0 - 8,0

### Bestellinformationen

	Kat.-Nr.	Menge	Listenpreis	Aktionspreis*
Hefeextrakt SERVABACTER®	24540.02	500 g	51,00 €	40,80 €
	24540.03	5 kg	267,00 €	213,60 €
Agar Agar SERVA	11393.03	250 g	94,00 €	75,20 €
	11393.04	1 kg	295,00 €	236,00 €
Agar Agar SERVA Hohe Gelstärke	11396.03	1 kg	169,00 €	135,20 €
	11396.04	5 kg	648,00 €	518,40 €

\* Die Aktionspreise sind gültig bis 31. Mai 2021.

Kontakt für weitere Produktinformationen:

Dr. Judith Koch

Tel.: +49 6221 13840-44

E-Mail: Tech.Service@serva.de

SERVA Electrophoresis GmbH  
Carl-Benz-Str. 7  
D-69115 Heidelberg • Germany  
www.serva.de