

Produkt des Monats

SERVA
■ serving scientists ■



Jetzt **20** // **Rabatt*** sichern!

November

*Gültig für alle SERVA-Kunden innerhalb der EU. Außerhalb Deutschlands und Österreichs ausschließlich Bestellungen über Online-Shop möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten, Aktionen usw.

Mammalian Membran-Protein Extraktions-Kit Einfache, schnelle und schonende Proteinisolierung



Mammalian Membran-Protein-Extraktions-Kit

Der Extraktions-Kit erlaubt die schnelle und effiziente Extraktion von Membran-Proteinen aus Säugerzellen und -gewebe. Native Proteine können in nur 75 min ohne Ultrazentrifugation extrahiert werden. Die extrahierten Proteine sind geeignet für SDS PAGE, Western Blot, ELISA und andere funktionelle Assays.



Eigenschaften

- Enthält gebrauchsfertige, optimierte Extraktionspuffer und Protease-Inhibitor-Mischung
- Hohe Proteinausbeute aus Zellen und Gewebe
- Proteinschonend – Enzymaktivität bleibt erhalten
- **Keine** Ultrazentrifugation und mechanisches Aufschließen von Zellen oder Gewebe erforderlich

Protein-Extraktion - Workflow





Abb. 1: Nachweis der Aktivität von Na⁺/K⁺-ATPase α (Spur 2; Spur 1: Negativkontrolle) im Proteinextrakt – Die Enzymaktivität bleibt erhalten.



Bestellinformationen

Produkt	Kat.-Nr.	Menge	Katalogpreis	Aktionspreis*
Mammalian Membran-Protein Extraktions-Kit	39242.01	50 Proben	287,00 €	229,60 €
Mammalian Gesamt-Protein Extraktions-Kit	39241.01	100 Proben	217,00 €	-
Mammalian Kern- & Zytoplasma-Protein Extraktions-Kit	39243.01	50 Proben	287,00 €	-

* Der Aktionspreis ist gültig bis 30. November 2020.

Kontakt für weitere Produktinformationen:

Dr. Judith Koch
Tel.: +49 6221 13840-44
E-Mail: Tech.Service@serva.de

SERVA Electrophoresis GmbH
Carl-Benz-Str. 7
D-69115 Heidelberg • Germany
www.serva.de