

**A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Teepol 610</b> prakt.	<b>Kat.Nr./Cat.No.:</b>	<b>35796</b>
pract.	<b>Lot/Contr.No. :</b>	<b>180764</b>

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification	<b>Ergebnis</b> result
<b>Aussehen</b> appearance		klare gelbliche bis bräunliche Lösung clear yellowish to brown-colored solution	entspricht corresponds
<b>Anionensidgehalt (%)</b> Anionic active		min. 32.0	32.4
<b>Brechungsindex</b> refractive index	n <sub>D</sub> <sup>20</sup>	1.375 – 1.378	1.376
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds	entspricht corresponds
<b>Dichte (kg/l)</b> density	20 °C	1.053 – 1.063	entspricht corresponds
<b>Mindesthaltbarkeit</b> minimum shelf life			11.07.2023
<b>Lagerung (°C)</b> storage			+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date:** 06.08.2018

Christian Monsler

Daniela Lux-Helmstetter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
This report has been computer generated and does not contain a signature.