

ANALYSENZERTIFIKAT
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

Teepol 610 prakt.	Kat.Nr./Cat.No.:	35796
pract.	Lot/Contr.No. :	190175

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		klare gelbliche bis bräunliche Lösung clear yellowish to brown-colored solution	entspricht corresponds
Anionensidgehalt (%) Anionic active		min. 32.0	32.4
Brechungsindex refractive index	n _D ²⁰	1.375 – 1.378	1.375
Identität identity	IR	entspricht corresponds	entspricht corresponds
Dichte (kg/l) density	20 °C	1.053 – 1.063	entspricht corresponds
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			14.02.2024
Lagerung (°C) storage			+15 bis/ to +30

<p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. We do not guarantee that the product can be used for a special application. This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.</p>
--

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control
Druckdatum/ printing date: 20.02.2019

Christian Monsler

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.