

A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

Towbin Puffer 10x	Kat.Nr./Cat.No. : 42558
Towbin Buffer 10x	Lot/Contr.No. : P240108

Parameter parameter	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution	entspricht corresponds
pH	8.4 – 8.8	8.6
Anwendung application	für Westernblotting for Western blotting	
Zusammensetzung composition		
TRIS (# 37180)	0.25M	entspricht corresponds
Glycin / Glycine (# 23395)	1.92M	entspricht corresponds
Arbeitsverdünnung working solution	To 100 ml of concentrate add 200 ml methanol and 700 ml deionized water	
	0.025 M Tris 0.192 M Glycine 20 % Methanol	
Referenz reference	Towbin, H., Staehelin, T. and Gordon, J. (1979) Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. Proc.Nat.Acad.Sci. USA 76 , 4350-4354.	
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life		26.09.2025
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control
Druckdatum/ printing date: 02.04.2024

Dr. Judith Koch

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.