

# ANALYSENZERTIFIKAT

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                        |                         |               |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>2D HPE(TM) Double Gel 12.5%</b>     | <b>Kat.Nr./Cat.No.:</b> | <b>43862</b>  |
| <b>Size: 250 mm x 110 mm x 0.65 mm</b> | <b>Lot/Contr.No.:</b>   | <b>180964</b> |

| Parameter<br>parameter                          | Methode<br>method                                                                                                                                                                                                                                                | Spezifikation<br>specification | Ergebnis<br>result    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Beschreibung</b><br>description              | Gebrauchsfertige Polyacrylamid-Gele, zur Verwendung in der Gelelektrophorese von Proteinen.<br>Format: 250 x 110 mm, Dicke: 0.65 mm<br>Ready-to-use polyacrylamide-gels. For use in gel electrophoresis of proteins.<br>Format: 250 x 110 mm, Thickness: 0.65 mm |                                |                       |
| <b>Testbedingungen</b><br>testing conditions    | 2 D-Elektrophorese von einer Markerbande unter Standardbedingungen bis die Lauffront das Gelende erreicht hat.<br>2 D electrophoresis of one marker lane under standard conditions until running front has reached end of gel.                                   |                                |                       |
| <b>Proteintrennung</b><br>protein separation    | 2 D-Elektrophorese<br>2 D electrophoresis                                                                                                                                                                                                                        |                                | entspricht<br>conform |
| <b>Mindesthaltbarkeit</b><br>minimum shelf life |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 06.09.2020            |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | +2 bis/ to +8         |

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 14.09.2018**

Dr. Judith Koch

Marina Konter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**

This report has been computer generated and does not contain a signature.

SERVA Electrophoresis GmbH • D-69115 Heidelberg • Carl-Benz-Straße 7  
 Tel.: +49 6221 13840-0 • Fax: +49 6221 13840-10 • E-Mail: info@serva.de • https://www.serva.de

**ANALYSENZERTIFIKAT**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                       |                          |               |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Buffer Kit for 2D HPE(TM) Gels</b> | <b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> | <b>43312</b>  |
|                                       | <b>Lot/Contr.No. :</b>   | <b>180665</b> |

| <b>Parameter</b><br>parameter                   | <b>Methode</b><br>method                                                                                                                                                                                          | <b>Spezifikation</b><br>specification | <b>Ergebnis</b><br>result |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beschreibung</b><br>description              | Kit enthält Anoden- und Kathodenpuffer, Äquilibrierungspuffer, Kühlkontaktflüssigkeit und Elektrodendochte.<br>Kit comprising anode, cathode and equilibration buffer, cooling contact fluid and electrode wicks. |                                       |                           |
| <b>Mindesthaltbarkeit</b><br>minimum shelf life |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 22.01.2020                |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | +15 bis/ to +30           |

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date:** 19.06.2018

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Christian Monsler

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
This report has been computer generated and does not contain a signature.