

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Polyvinylpyrrolidon 15 pract.	Kat.Nr./Cat.No. :	33422
Polyvinylpyrrolidone 15	Lot/Contr.No. :	100177

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Molekulargewicht molecular weight		ca. 10 000	
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Farbe color	Hazen 5% Lösung/ solution	max. 100	50
Wasser (%) water	KF	max. 5.0	2.8
pH	5% in H ₂ O	3.0 – 5.0	3.9
Asche (%) residue on ignition		max. 0.02	0.0
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			07/ 2011
Lagerung (°C) storage			+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 11.03.2010

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Dipl.-Ing. (FH) Verena Kluge

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.

SERVA Electrophoresis GmbH • D-69115 Heidelberg • Carl-Benz-Str. 7 • Tel.: +49 6221 138 40-0 • Fax +49 6221 138 40-10

Geschäftsführer: Dr. Barbara Müller, Dr. Manfred Kurfürst • HRB 336136 AG Mannheim • E-Mail: info.serva.de • <http://www.serva.de>

COMMERZBANK BLZ: 672 400 39 Kto: 190 38 30 00 • IBAN: DE90 6724 0039 0190 3830 00 • BIC: COBADEFFXXX • Ust.ID-Nr.: DE 812 517 285