

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Polyvinylpyrrolidon 15 pract.	Kat.Nr./Cat.No. : 33422
Polyvinylpyrrolidone 15	Lot/Contr.No. : 180816

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Molekulargewicht molecular weight		ca. 10 000	
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Farbe color	Hazen 5% Lösung/ solution	max. 100	30
Wasser (%) water	KF	max. 5.0	3.8
pH	5% in H ₂ O	3.0 – 5.0	4.4
Asche (%) residue on ignition		max. 0.02	0.01
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			23.02.2023
Lagerung (°C) storage			+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 14.01.2022

Christian Monsler

Marina Konter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.