

Certificate of Analysis



SERVA Native Marker
Liquid Mix

Cat.No. : 39213
Lot No.: P230320

Protein Components	Molecular weight (kDa)
Ferritin (horse)	720 / 450
Phycoerythrin B	240
Lactate dehydrogenase (porcine heart)	146
Albumin (bovine)	67
Albumin (egg)	45
Trypsin inhibitor (soybean)	21
Storage (°C)	-15 to -25
Minimum shelf life	24.08.2024

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 31.08.2023

Dr. Judith Koch

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.