

Certificate of Analysis

SERVA Native Marker
Liquid Mix

Cat.No. : 39219
Lot No.: P210389

Protein Components	Molecular weight (kDa)
Ferritin (horse)	720 / 450
Urease (jack bean)	545 / 272
Lactate dehydrogenase (porcine heart)	146
Albumin (bovine)	67
Albumin (egg)	45
Trypsin inhibitor (soybean)	21
Storage (°C)	-15 to -25
Minimum shelf life	05.02.2023

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 30.11.2021

Christian Monsler

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.