

A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA Purple Protein Quantifizierungs-Assay	Kat.Nr./Cat.No. :	39235
SERVA Purple Protein Quantification Assay	Lot/Contr.No. :	170560

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		gelbe Flüssigkeit yellow liquid	entspricht corresponds
Reinheit (%) Purity	HPLC	Status	> 95
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			30.06.2019
Lagerung (°C) storage			-15 bis/ to -25

SERVA Electrophoresis GmbH

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
 Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 20.07.2018

Christian Monsler

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.