

CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA Unstained Protein Standard IV

Cat.No. : 39250

Lot No. : 240503

Protein Recombinant	Molecular Weight (kDa)
Protein 1	200
Protein 2	150
Protein 3	100
Protein 4	85
Protein 5	60
Protein 6	50
Protein 7	40
Protein 8	30
Protein 9	25
Protein 10	20
Protein 11	15
Protein 12	10
Storage (°C)	-15 to -25
Minimum Shelf Life	18.07.2025

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 03.06.2024

Dr. Judith Koch

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.