

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA Tris-Glycin nativer Elektrophorese Puffer (10x) Kat.Nr./ Cat.No. : **42530**
SERVA Tris-Glycine native electrophoresis buffer (10x) Lot/ Contr.No. : **P150187**

| Parameter parameter | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|---|---|---------------------------|
| Aussehen appearance | klare farblose Lösung clear colorless solution | entspricht corresponds |
| pH | 8.4 – 8.8 | 8.6 |
| Zusammensetzung composition | | |
| TRIS (# 37180) | 0.25 M | entspricht corresponds |
| Glycin/ Glycine (# 23390) | 1.92 M | entspricht corresponds |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | 22.11.2019 |
| Lagerung (°C) storage | | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control**Druckdatum/ printing date: 02.10.2018**

Christian Monsler

Marina Konter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.
