

**ANALYSENZERTIFIKAT**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Probenpuffer für IEF (2x)</b> sterilfiltriert sample buffer for IEF (2x) sterile filtered	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> 42537 <b>Lot/Contr.No. :</b> P170205
---	--

<b>Parameter</b> parameter	<b>Spezifikation</b> specification	<b>Ergebnis</b> result
<b>Aussehen</b> appearance	klare, rote Lösung clear, red solution	entspricht corresponds
<b>pH</b>	6.5 – 7.5	6.7
<b>Anwendung</b> application	vertikale und horizontale IEF-Anwendungen und Systeme vertical and horizontal IEF applications and systems	
<b>Zusammensetzung</b> composition		
SERVALYT® 4-9T	4 %	entspricht corresponds
Glycerin/ Glycerol	30 %	entspricht corresponds
Phenolrot/ phenol red	0.005 %	entspricht corresponds
<b>Arbeitsverdünnung</b> working solution	flüssige Proben: 1:1 mit Puffer verdünnen Festsubstanzen: zuerst im Puffer lösen, dann 1:1 mit Wasser verdünnen liquid samples: mix 1:1 with the buffer solid samples: dissolve in the buffer first, then dilute with water 1:1	
<b>Mindesthaltbarkeit</b> minimum shelf life		08.06.2022
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date:** 14.06.2017

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Christian Monsler

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
This report has been computer generated and does not contain a signature.