

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Towbin Puffer 10x | Kat.Nr./Cat.No. : 42558 |
| Towbin Buffer 10x | Lot/Contr.No. : P130150 |

| Parameter parameter | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|---|---|---------------------------|
| Aussehen appearance | klare farblose Lösung clear colorless solution | entspricht corresponds |
| pH | 8.4 – 8.8 | 8.6 |
| Anwendung application | für Westernblotting for Western blotting | |
| Zusammensetzung composition | | |
| TRIS (# 37180) | 0.25M | entspricht corresponds |
| Glycin / Glycine (# 23395) | 1.92M | entspricht corresponds |
| Arbeitsverdünnung working solution | To 100 ml of concentrate add 200 ml methanol and 700 ml deionized water | |
| | 0.025 M Tris 0.192 M Glycine 20 % Methanol | |
| Referenz reference | Towbin, H., Staehelin, T. and Gordon, J. (1979) Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. Proc.Nat.Acad.Sci. USA 76 , 4350-4354. | |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | 10/ 2015 |
| Lagerung (°C) storage | | +15 bis/ to +30 |

| |
|--|
| <p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. We do not guarantee that the product can be used for a special application. This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.</p> |
|--|

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 31.07.2014

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Patricia Milford

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.