

ANALYSENZERTIFIKAT
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA IPG BlueStrip 3-10 NL / 7 cm

Kat.Nr./Cat.No.: 43002

Lot/Contr.No. : IPG15052

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|--|--|--------------------------------|--------------------|
| Beschreibung description | Getrocknete Gelstreifen mit immobilisiertem pH-Gradienten. Die homogene Acrylamidmatrix ist an die Trägerfolie GEL-FIX™ kovalent gebunden, um das Gel zu stabilisieren. Dried gel strips with immobilized pH-gradient. The homogeneous acrylamide matrix is covalently bound to the support film GEL-FIX™ to stabilize the gel. | | |
| Proteintrennung (R_f) protein separation | β-Lactoglobulin | 0.20 – 0.30 | 0.29 |
| | Lectin | 0.37 – 0.48 | 0.47 |
| | Ribonuclease | 0.82 – 0.92 | 0.90 |
| Steigung des Gradienten slope of the gradient | Differenz der R _f -Werte von difference of the R _f -values for | | |
| | Ribonuclease/ Lectin | 0.40 – 0.50 | 0.43 |
| | Ribonuclease/ β-Lactoglobulin | 0.56 – 0.66 | 0.61 |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | | 09/ 2016 |
| Lagerung (°C) storage | | | -15 bis/ to -25 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 19.06.2015

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Patricia Milford

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.