

# ANALYSENZERTIFIKAT

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**SERVAGel(TM) IEF Starter Kit**

**Kat.Nr./Cat.No. : 43205**

**Lot/Contr.No. : P200111**

| Parameter<br>parameter                          | Spezifikation<br>specification                                                                                                                                            | Ergebnis<br>result        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Anwendung</b><br>application                 | Für die isoelektrische Fokussierung von Proteinen<br>For the isoelectric focusing of proteins                                                                             | entspricht<br>corresponds |
| <b>Inhalt</b><br>content                        | SERVAGel(TM) IEF 3 – 10<br>SERVA IEF Anode Buffer, powder<br>SERVA IEF Cathode Buffer, powder<br>IEF sample buffer (2x)<br>IEF Marker 3-10, Liquid Mix<br>SERVA Violet 17 | entspricht<br>corresponds |
| <b>Mindesthaltbarkeit</b><br>minimum shelf life |                                                                                                                                                                           | 20.08.2021                |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage                 |                                                                                                                                                                           | +2 bis/ to +8             |

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**

**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 01.06.2020**

Dr. Judith Koch

Marina Konter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**

This report has been computer generated and does not contain a signature.