

**ANALYSENZERTIFIKAT**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

**FocusGel 6-9 24S HEM**

**Kat.Nr./Cat.No. : 43330**

**Size: 250 mm x 115 mm x 0.65 mm**

**Lot/Contr.No. : 220678**

| Parameter<br>parameter                          | Methode<br>method                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spezifikation<br>specification           | Ergebnis<br>result    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beschreibung</b><br><br>description          | Gebrauchsfertige Polyacrylamid-Gele mit Träger-Ampholyt,<br>die an eine Kunststoffolie gebunden sind.<br>Format: 250 x 115 mm, Dicke: 0.65 mm<br><br>Ready-to-use polyacrylamide-gels with carrier ampholyte,<br>bound to a plastic foil.<br>Format: 250 x 115 mm, Thickness: 0.65 mm |                                          |                       |
| <b>pH-Ampholyt</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.6 – 7.6                                | 7.09                  |
| <b>Leitfähigkeit (mS/cm)</b><br>conductivity    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.20 – 1.00                              | 0.77                  |
| <b>Proteintrennung</b><br>protein separation    | IEF, 650 µm-Gel,<br>7 °C, 4250 Vh                                                                                                                                                                                                                                                     | entspricht Standard<br>conform reference | entspricht<br>conform |
| <b>Haftung des Gels</b><br>adhesion of gel      | IEF, 650 µm-Gel,<br>7 °C, 4250 Vh                                                                                                                                                                                                                                                     | Haftung ja<br>adhesion yes               | ja<br>yes             |
| <b>Mindesthaltbarkeit</b><br>minimum shelf life |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 04.07.2023            |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | +2 bis/ to +8         |

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**

**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 08.07.2022**

Dr. Judith Koch

Marina Konter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**

This report has been computer generated and does not contain a signature.