

A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA Purple	Kat.Nr./Cat.No. :	43386
	Lot/Contr.No. :	P180379

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		klare, gelbe Lösung clear, yellow solution	entspricht corresponds
Proteindetektion protein detection	10x in H ₂ O mit Albumin 10x in H ₂ O with albumin	entspricht corresponds	entspricht corresponds
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			22.11.2020
Lagerung (°C) storage			-15 bis/ to -25

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 28.11.2018

Christian Monsler

Marina Konter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.