

# ANALYSENZERTIFIKAT

## CERTIFICATE OF ANALYSIS



**1D SDS TA Gels 7.5 % 25S**  
Size: 260 x 125 x 0.43 mm

**Kat.Nr./Cat.No. : 43896**  
**Lot/Contr.No. : 211049**

| Parameter<br>parameter                          | Methode<br>method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spezifikation<br>specification                                                | Ergebnis<br>result                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b><br>description              | <p>Gebrauchsfertige Polyacrylamid-Gele, die kovalent an eine Kunststoffolie gebunden sind, zur Verwendung in der horizontalen Gelelektrophorese von Proteinen.</p> <p>Format: 260 x 125 mm, Dicke: 0.43 mm</p> <p>Ready-to-use polyacrylamide-gels, covalently bound to a film support, for use in horizontal gel electrophoresis of proteins.</p> <p>Format: 260 x 125 mm, Thickness: 0.43 mm</p> |                                                                               |                                                                               |
| <b>Testbedingungen</b><br>testing conditions    | <p>Elektrophorese der SERVA Unstained SDS PAGE Protein Marker 6.5 - 200 KDa, liquid mix für SDS PAGE unter Standardbedingungen bis Lauffront Gelende erreicht.</p> <p>Electrophoresis of SERVA Unstained SDS PAGE Protein Marker 6.5 - 200 KDa, liquid mix for SDS PAGE under standard conditions until running front has reached end of gel.</p>                                                  |                                                                               |                                                                               |
| <b>Proteintrennung</b><br>protein separation    | <p>β-Galactosidase 116 kDa</p> <p>Albumin bovine (BSA) 67 kDa</p> <p>Albumin egg 45 kDa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>entspricht/conform</p> <p>entspricht/conform</p> <p>entspricht/conform</p> | <p>entspricht/conform</p> <p>entspricht/conform</p> <p>entspricht/conform</p> |
| <b>Aussehen</b><br>appearance                   | <p>Die Proteintrennung zeigt scharfe und gerade Banden über den gesamten Trennbereich des Gels.</p> <p>Protein separation shows sharp and straight bands over the whole separation range of the gel.</p>                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                               |
| <b>Mindesthaltbarkeit</b><br>minimum shelf life | 31.08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                               |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage                 | +2 bis/ to +8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                               |

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**

**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 13.09.2021**

Dr. Judith Koch

Marina Konter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**

This report has been computer generated and does not contain a signature.

**ANALYSENZERTIFIKAT**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                         |                         |               |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Buffer Kit for 1D SDS TA NF Gels</b> | <b>Kat.Nr./Cat.No.:</b> | <b>43390</b>  |
|                                         | <b>Lot/Contr.No.:</b>   | <b>210777</b> |

| <b>Parameter</b><br>parameter                   | <b>Methode</b><br>method                                                                                                  | <b>Spezifikation</b><br>specification | <b>Ergebnis</b><br>result |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beschreibung</b><br>description              | Kit enthält Anoden- und Kathodenpuffer, und Elektrodendochte.<br>Kit comprising anode, cathode fluid and electrode wicks. |                                       |                           |
| <b>Mindesthaltbarkeit</b><br>minimum shelf life |                                                                                                                           |                                       | 25.03.2023                |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage                 |                                                                                                                           |                                       | +15 bis/ to +30           |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date:** 01.07.2021

Christian Monsler

Patricia Milford

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.  
This report has been computer generated and does not contain a signature.